

REFERENZEN



Dr. A. Nelson



Dr. S. Mulholland



Dr. H. Ohanian



Dr. S. Mulholland

FORMA

die sichere, sanfte
und effektive Hautbehandlung.

„Wenn die Haut mit FORMA aufgeheizt wird,
so fühlt sich dies wie eine Massage mit einem
Wärmekissen an. Meine Patienten sagen mir, dass
es nicht schmerzhaft ist, sondern sogar angenehm.“

Dr. R. Noodleman,
Greensboro/Kalifornien

„Für meine VIP-Patienten ist das die perfekte
Behandlung um einen Lifting- und Straffungseffekt
der Haut gleichzeitig zu erzeugen und das ohne
Chirurgie, Nebenwirkungen und Ausfallzeiten.“

Dr. J. Diamond, USA

FORMA by **INMODE**
aesthetic solutions

EXKLUSIVVERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND-ÖSTERREICH-SCHWEIZ


handke medizintechnik gmbh



Gottlieb-Daimler-Str. 11 • 30974 Wennigsen
phone +49-5103-70 442 0 • fax +49-5103-70 442 11
info@handke-medizintechnik.de
www.handke-medizintechnik.de

FORMA

Fraktionierte Radiofrequenz zur Straffung
und Verbesserung der Haut



Entdecken Sie Ihre
jugendliche Haut

Lassen Sie Ihre Haut durch ein strafferes und glatteres Aussehen erstrahlen.

„Meine Behandlung mit FORMA hat meine Haut gestrafft und die Textur verbessert. Die Sitzungen waren angenehm und ich hatte keine Ausfallzeit. Eine tolle Alternative zu aufwendigen, invasiven Behandlungsformen. Ich liebe meinen neuen Look.“

Jane, **FORMA**-Kundin



Was ist FORMA?

FORMA erzeugt fraktionierte Radiofrequenzfelder in einer einzigartigen geometrischen Anordnung. Über die kontrollierte Erwärmung aller dermalen Schichten werden Kollagenfasern neu formiert und die Hautoberfläche sieht schon nach wenigen Sitzungen jünger und straffer aus.

Was ist einzigartig bei FORMA?

FORMA besitzt das Sicherheitssystem A.C.E. Dieses überwacht die Temperatur an der Hautoberfläche und in allen dermalen Schichten. Dadurch werden Überhitzungszonen vermieden und die als sicher geltende Höchsttemperatur von 43 °C im Gewebe eingehalten.

Ist FORMA auch für mich geeignet?

FORMA kann für alle Hauttypen sowie für Männer und Frauen angewandt werden. Die Behandlung ist nicht-invasiv und ohne Ausfallzeit. Eine ideale Behandlungsform für alle, die den Hauttonus und die Hauttextur verbessern möchten, jedoch chirurgische Eingriffe ablehnen.

Welche Zonen können behandelt werden?

FORMA wird hauptsächlich für das Gesicht, den Hals, das Dekolleté und die Handrücken verwendet. Für Körperzonen gibt es den Applikator PLUS.

Besonders häufig verwendet man FORMA in folgenden Bereichen: Nasolabialfalte, Stirn, Krähenfüße, Kinn, Lachfalten, Hals und Dekolleté.

Das Handteil PLUS wird nur am Körper unterhalb des Dekolletés angewandt. Die Haut ist hier dicker und die elektrischen Felder müssen tiefer eindringen.

PLUS ist ideal für die Unterseiten der Oberarme, den Unterbauch und den Kniebereich einsetzbar.

Schmerzt die Behandlung?

FORMA bringt die RF-Energie langsam in die Haut ein. Genau so, dass man immer unterhalb der Schmerzgrenze im Wohlfühlbereich bleibt. Während und nach der Behandlung tritt eine leichte Rötung der Haut auf, die meist schon nach ca. 1-2 Stunden wieder verschwunden ist.

Wie viele Sitzungen werden benötigt?

Ideal sind 5-6 Sitzungen, die einmal wöchentlich in Serie durchgeführt werden. Sollte nur wenig Straffung benötigt werden, dann könnten auch 3-4 Sitzungen ausreichen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Zum Erhalt der Resultate, sollten von Zeit zu Zeit Auffrischungssitzungen erfolgen.

Kann FORMA mit anderen Behandlungen kombiniert werden?

FORMA ist die ideale Ergänzung für klassische SPA-Behandlungen wie Peelings, Gesichtspackungen oder Gesichtsmasken. Fragen Sie Ihren Behandlungsspezialisten.

Was ist FracTotal™ und was ist PLUS?

FracTotal™ ist die einzigartige Kombination von FORMA mit der fraktionierte-ablativen Fractora™-Methode. Dann ist die Behandlung minimal-invasiv mit Ausfallzeiten von 3 bis 36 Stunden, jedoch mit verblüffenden Lifting-Effekten. PLUS entspricht der FORMA-Behandlung, jedoch mit höherer Eindringtiefe für die Körperregionen mit dickerer Dermis.