



Wundhakensystem Struma



» Setvorschlag WHS Struma «

Pos.	Art.-Nr.	Anz.	Beschreibung
1	01100-51	1	Euroschienenklemme Struma inkl. 1 Spannklemme 25/14,
2	01115-16	1	Verbindungsarm Struma/Axilla, mit Kugelgelenk und 2 Schnellspannklemmen 8/8
3	01120-16	2	Aufnahmearme mit Gelenk modifiziert für Struma
4	01130-16	4	Schnellspannklemme für Blatthalter 8/8 mm
5	0220	1	Wundhaken n. Langenbeck, 10 x 60 mm Blatthalter 180 mm
6	0220	1	Wundhaken n. Langenbeck, 10 x 40 mm Blatthalter 180 mm
7	0108	2	Wundhaken n. Fritsch, 20 x 20 mm Blatthalter 180 mm
8	0329	2	Wundhaken Richardson, 21 x 25 mm Blatthalter 180 mm
9	0333	2	Wundhaken Richardson, 10 x 24 mm Blatthalter 180 mm
10	1404	1	Wundhaken n. Volkmann 4-Zinker, halbscharf Blatthalter 180 mm



Wundhakensystem Struma Surgical retractor system Struma

Systembeschreibung:

Neben den Ihnen bekannten Wundhakensystemen hat die Firma Handke Medizintechnik auch ein System für Struma-OP's entwickelt. Durch den modularen Aufbau ist diese Variante eine ideale Ergänzung zu bereits vorhandenen Systemen (Rochard-Thorax, Abdominal, Proktologie). Auf Grund von innovativen Elementen, die optimal auf spezifische OP-Bedingungen abgestimmt sind, hat der Operateur stets absolute Bewegungsfreiheit und eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten. Dies wird durch Gelenksysteme, Kugelelemente und patentierte Schnellspanntechnik einfach und schnell realisierbar. Die langjährige Erfahrung bei der Herstellung von innovativer Medizintechnik spiegelt sich auch in diesem System wider. Es bietet eine perfekte Unterstützung für den Chirurgen. Bewährte Qualität Made in Germany ist ein weiteres Qualitätsmerkmal höchster Instrumentenkunst. Flexibilität und Effizienz runden das Profil des Struma Systems ab.



Euroschiene

Art.-Nr.	Beschreibung
01100-51	Euroschiene Struma inkl. 1 Spannklemme 25/14,



Verbindungsarm

Art.-Nr.	Beschreibung
01115-16	Verbindungsarm Struma/Carotis/Axilla mit Kugelgelenk und 2 x Schnellspannklemmen 8/8



Aufnahmearm

Art.-Nr.	Beschreibung
01120-16	Aufnahmearme mit Gelenk modifiziert für Struma



Schnellspannklemme

Art.-Nr.	Beschreibung
01130-16	Schnellspannklemme 8/8



Wundhaken n. Fritsch/Roux*

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0101	25	25
0102	50	40
0108	20	20
0109	30	20



Komponenten Components

Wundhaken n. Langenbeck*

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0201	20	50
0218	10	40
0219	10	50
0220	10	60
0221	20	40
0222	20	60



Wundhaken n. Richardson*

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0329	21	25
0330	29	30
0331	38	37
0332	23	46
0333	10	24
0334	10	30
0335	10	45
0336	22	35



Wundhaken n. Volkmann*

Art.-Nr.	Zinken	Variante
1400	3-Zinker	stumpf
1401	3-Zinker	halbscharf
1402	3-Zinker	scharf
1403	4-Zinker	stumpf
1404	4-Zinker	halbscharf
1405	4-Zinker	scharf



Wundhaken n. Deaver*

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0418	10	40
0419	10	60
0421	20	60



Produktmerkmale:

Made in Germany

Schneller Aufbau < 2 min

Innovative, patentierte, patientenschonende Komponenten

* Diese Wundhaken sind auch mit Gelenk verfügbar.