



Bipolare Arthroskopie Elektroden



- wiederverwendbar
- Stromfluss nur partiell
- sehr geringe Blasenbildung
- in Kochsalzlösung einsetzbar


Bipolare Arthroskopie-Elektroden

powered by **REGER**
+medizintechnik gmbh

CE 0483

134°C
Autoklave
273°F

Keramikisolation Wolframdraht



COBRA

Bipolare Schlingenelektrode

Innovative Schlingenelektrode entwickelt für den Einsatz-Schwerpunkt Knie.

VAP

Bipolare Vaporisationselektrode

Flächenelektrode zur großflächigen Abtragung von Gewebe.



PHAZER

Phazer-Elektrode

Durch die spezielle Neigung der Aktivelektrode auch in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar.

HOOK

Bipolare Hakenelektrode

Zum Schneiden von Gewebe – universell einsetzbar.



Bezeichnung	COBRA
Artikel-Nr.	870-9
Länge	115 mm
Anwendungsgebiet	Schulter, Knie

Vaporisation	Schneiden
○	●

Bezeichnung	PHAZER	
Artikel-Nr.	871-1	871-4
Artikel	115 mm, 70°	170 mm, 70°
Anwendungsgebiet	Schulter, Knie	

Vaporisation	Schneiden
●	○

Bezeichnung	VAP	
Artikel-Nr.	871-6	871-7
Artikel	115 mm	170 mm
Anwendungsgebiet	Schulter, Knie	

Vaporisation	Schneiden
●	○

Bezeichnung	HOOK	
Artikel-Nr.	870-1	870-3
Artikel	115 mm	170 mm
Anwendungsgebiet	Schulter, Knie	

Vaporisation	Schneiden
○	●

● sehr gut geeignet ○ geeignet

handke medizintechnik




www.handke-medizintechnik.de

Sichere Handhabung – maximale Wirtschaftlichkeit

Die **hmt-arthroline** dient zum Schneiden, zur Vaporisation, Koagulation und zur thermischen Modifikation von Weichgewebe.

Diese bipolaren Elektroden vereinen größtmögliche mechanische und thermische Festigkeit und sind durch ihre Flüssigkeits- und Gasdichtheit zudem **WIEDERVERWENDBAR**.



- Meniskusteilresektion
- Plica synovialis Resektion
- Teilsynovektomie
- Lat. release



COBRA in Anwendung bei einer Meniskus-OP



- Synovektomie
- Knorpelglättung
- Labrum
- Teilresektion



PHAZER in Anwendung bei einer Hüft-OP



- Acromioplastik
- Teilsynovektomie
- Knorpelglättung
- Tenotomie



VAP in Anwendung in der Schulter

Ihr Partner für innovative OP-Technik

Als OP-Spezialisten bieten wir seit über 10 Jahren Problemlösungen mit Hilfe neuester Techniken, den besten Produkten und Herstellern.

Unsere Fachkompetenz setzen wir genau dort ein, wozu im hektischen Klinik-Alltag kaum Zeit bleibt:

Von der Beratung, über OP-Begleitung, Einweisung in innovative Techniken bis hin zum Service, bieten wir alles aus einer Hand.

Unsere Fachgebiete:

- Allgemein- und Viszeral-Chirurgie
- Thorax- und Gefäß-Chirurgie
- Traumatologie und Orthopädie
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Urologie
- Neuro-Chirurgie
- HNO- und MKG-Chirurgie
- Herz-Chirurgie
- Plastische Chirurgie

handke medizintechnik



Gottlieb-Daimler-Str. 11
30974 Wennigsen

phone +49-5103-70 442 0
fax +49-5103-70 442 11

info@handke-medizintechnik.de
www.handke-medizintechnik.de