

Bleihand ohne Blei – Fixierhand aus **Edelstahl**



Vorteile und Nutzen im Überblick

- Fixierung der Hand in der für den Eingriff erforderlichen Lage
- keine Verfärbungen mehr durch Blei in den Waschmaschinen des Steris
- verwendbar für rechte oder linke Hand
- garantiert bleifrei

handke medizintechnik

Die klassische Bleihand sollte aufgrund Ihrer Materialbeschaffenheit in einem modernen Krankenhaus nicht mehr anzutreffen sein. Der Umgang mit dem giftigen Schwermetall im OP sorgt in den meisten Kliniken und Praxen für Unbehagen. Ausserdem sollte eine Patientengefährdung aufgrund toxischer Ausblühungen nicht gänzlich ausser acht gelassen werden.

hmt hat sich dieser Herausforderung gestellt und bietet nunmehr eine Fixierhand aus Edelstahl mit nahezu denselben Eigenschaften einer klassischen Bleihand an. Die Finger sind über viele Zyklen hinweg biegsam, alleine das Gewicht entspricht nicht mehr der klassischen Hand, da Edelstahl doch deutlich leichter ist als Blei.



Ihr Partner für innovative OP-Technik

Als OP-Spezialisten bieten wir seit über 10 Jahren Problemlösungen mit Hilfe neuester Techniken, den besten Produkten und Herstellern.

Unsere Fachkompetenz setzen wir genau dort ein, wozu im hektischen Klinik-Alltag kaum Zeit bleibt:

Von der Beratung, über OP-Begleitung, Einweisung in innovative Techniken bis hin zum Service, bieten wir alles aus einer Hand.

Unsere Fachgebiete:

- Allgemein- und Viszeral-Chirurgie
- Thorax- und Gefäß-Chirurgie
- Traumatologie und Orthopädie
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Urologie
- Neuro-Chirurgie
- HNO- und MKG-Chirurgie
- Herz-Chirurgie
- Plastische Chirurgie

handke medizintechnik



Gottlieb-Daimler-Str. 11
30974 Wennigsen

phone +49-5103-70 442 0
fax +49-5103-70 442 11

info@handke-medizintechnik.de
www.handke-medizintechnik.de