

NEU
in unserem Sortiment

Appendektomie-Kit



Made by  **REACH SURGICAL**

- Schnelle Verfügbarkeit durch regionale Lagerung
- Volle Kompatibilität mit vorhandenen Klammernahtgeräten*
- Jahrzehntelange Erfahrung mit Klammernähten
- Hohe Sicherheit durch dritte Klammernaht und 45 mm Klammermagazine

* z. B. Medtronic

ab **139,- €** / Kit
zzgl. MwSt.

Set bestehend aus Handgriff ENDO SRC
und Klammernahtmagazin ENDO SRC4535L
Mindestabnahmemenge: 1 VE = 3 Kits

handke medizintechnik gmbh

ENDO SRC Magazine

Art.-Nr.	Farbe	Gewebe	Klammerhöhe offen (mm)	Klammerhöhe geschlossen (mm)	Menge an Klammern	Klammerreihen	VE
ENDO SRC 4525L	White	Vascular/Thin	2,5	1,0	66	6	6
ENDO SRC 6025L	White	Vascular/Thin	2,5	1,0	90	6	6
ENDO SRC 4535L	Blue	Regular	3,5	1,5	66	6	6
ENDO SRC 6035L	Blue	Regular	3,5	1,5	90	6	6
ENDO SRC 6040L	Gold	Regular/Thick	4,0	1,75	90	6	6
ENDO SRC 4548L	Green	Thick	4,8	2,0	66	6	6
ENDO SRC 6048L	Green	Thick	4,8	2,0	90	6	6

* L: Straight



ENDO SRC Handgriff

Art.-Nr.	Schaftlänge (mm)	Max. Heftungen	VE
ENDO SRC S	65	25	3
ENDO SRC	155	25	3
ENDO SRC L	255	25	3



handke medizintechnik gmbh



Gottlieb-Daimler-Str. 11
30974 Wennigsen

phone +49-5103-70 442 0
fax +49-5103-70 442 11

info@handke-medizintechnik.de
www.handke-medizintechnik.de