


# AVALANCHE<sup>®</sup>SI 2

## Multimodaler Neuromonitor



**PERFECT CONNECT**  
Optimal vorbereitet für die  
Digitale Patientenakte mit der  
einfachen Connectivity der  
neuen Avalanche<sup>®</sup> Generation.



Made by



**DR. LANGER**  
MEDICAL

handke medizintechnik gmbh



# AVALANCHE®SI 2

## zur lückenlosen N. recurrens Überwachung

Der AVALANCHE®SI 2 stimuliert permanent im Hintergrund den N. vagus. Kritische Signalveränderungen werden bemerkt, bevor ein Schaden z. B. bei der Dehnung des N. laryngeus recurrens, entstehen kann.

Die Einstellungen bieten die Möglichkeiten einen Trend für den Langzeitverlauf der besonders beachtenswerten Messgrößen Amplitude und Latenz anzeigen zu lassen. Ebenso einstellbar sind Warnsignale, die dem Operationsteam ein ständiges Gefühl der Sicherheit geben.

Einen besonderen praktischen Nutzen zieht der Avalanche®SI 2 daraus, dass er auch aus dem OP-Feld heraus mittels Sterilfolie bedienbar ist.

### Neue Funktionen • mehr Leistung • sichere Konnektivität



One-Touch-Report




Wireless-Display-Interface



Audible Nerve Guard



Schilddrüse



Carotis



HNO




Wirbelsäule

# Produkte für Ihre Schilddrüsen-Chirurgie:

Made by



### Saxophonelektrode®




### Stimulationssonde




### Elektrodentubus




### Tubuselektrode



handke medizintechnik gmbh



Ihr Partner für innovative OP-Technik  
 Ihr Partner für innovative OP-Technik  
 Ihr Partner für innovative OP-Technik  
 Ihr Partner für innovative OP-Technik



handke medizintechnik gmbh

EXKLUSIV- **11** JAHRE PARTNERSCHAFT

handke medizintechnik gmbh

**DR. LANGER**  
MEDICAL



Gottlieb-Daimler-Str. 11  
 30974 Wennigsen

phone +49-5103-70 442 0  
 fax +49-5103-70 442 11

info@handke-medizintechnik.de  
[www.handke-medizintechnik.de](http://www.handke-medizintechnik.de)