

**SCHMITZ**

*A Sense of Confidence*

**Partura®**  
**Das Schmitz-Entbindungsbett**  
**Komfortabel und sicher –**  
**für eine präventive Geburtshilfe**



Prospekt Nr. 88  
Typen, Maße  
Gültig ab Mai 2010

# Partura® Komfortabel und vielseitig - mit Sicherheit



Konzept: Karin Berghammer/  
Iris Podgorschek  
Design: podpod design

Das Entbindungsbett ist so konzipiert, dass die werdende Mutter möglichst viel Bewegungsfreiheit während der Eröffnungs- und Austreibungsphase erhält. So lässt es sich mittels einer Handschaltung stufenlos verstellen. Die werdende Mutter kann ganz individuell selbst ihr Bett einstellen. Auf der angenehm gepolsterten Liegefläche ist genug Platz für eine aktive Unterstützung durch den Partner. Das Fußteil kann auch als Sitz für die Hebamme genutzt werden.

Neben der sicheren ärztlichen Versorgung hat die Zufriedenheit der Patienten im heutigen Krankenhausalltag einen hohen Stellenwert.

Das Entbindungsbett von Schmitz wird jedem Anspruch gerecht:

Es verbindet ansprechendes Design mit hohem Komfort für die werdende Mutter und optimalen Arbeitsbedingungen für das Geburtshilfeteam.

Die geschlossene, glatte Bettverkleidung und die Polsterflächen sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Und – falls notwendig – lässt sich das Bett durch ein paar Handgriffe so verstellen, dass eine schnelle ärztliche Intervention möglich ist.

Das Entbindungsbett für eine sichere und sanfte Geburt.

Eröffnungsperiode,  
Bett in niedrigster Position (64 cm)  
zum Wechsel zwischen  
Entspannung und Bewegung,  
die geringe Betthöhe erleichtert den  
Ein- und Ausstieg



Austreibungsperiode in  
vertikaler Haltung mit Partner,  
die Frau kann sich  
an ihren Partner anlehnen,  
Körperkontakt

Geburt in Steinschnittlage,  
klassische Position



Geburt in tiefer Hocke,  
Optimierung der Geburtsachse,  
maximale Kyphoisierung,  
Damm ist entlastet

Geburt mit Beckenhochlagerung bei  
Schulterdystokie, operativen Eingriffen  
oder Manualhilfe



Geburt in tiefer Hocke mit Partner,  
der Mann kann die Frau  
beim Durchtritt des Kopfes etwas  
anheben, Körperkontakt

Eröffnungs- und/oder  
Übergangsperiode in  
Knieellenbogenlage bei  
Pressdrang trotz Restmuttermund  
und bei intrauteriner Asphyxie



Operative Geburt,  
Zangen- oder Vakuumextraktion,  
Manualhilfe bei Beckenendlage,  
Post partum zur Versorgung des  
Dammes, bei manueller Plazentalösung

Geburt in Knieellenbogenlage,  
bei Mehrgebärenden mit  
vorangegangener Epi  
zur Entlastung des Dammes und bei  
besonders großen Kindern



Secio Caesarea im Kreißsaal  
bei absoluter Indikation

Post partum,  
bei Geburt in Knieellenbogenlage,  
die Frau muss sich nach der Geburt  
nicht um die eigene Achse drehen  
und kann sich einfach zurücksetzen



Schocklage bei Nabelschnurvorfal  
oder Kreislaufkollaps

Austreibungsperiode in vertikaler  
Haltung, bequeme Sitzposition;  
durch die Ausnehmung in der  
Matratze entsteht kein Druck auf den  
Damm. Frau braucht keinen Partner,  
Manualhilfe bei Beckenendlage  
möglich



Beinhochlagerung zur Entspannung

# Partura® Entbindungsbett Perfekt ausgestattet

## Partura Entbindungsbett 140.101

- Das Fußteil kann vom Hauptteil getrennt werden – bessere Zugänglichkeit für Hebamme und Arzt – Fußteil auch als Sitz oder Ablage nutzbar.
- Parallele und separate elektromotorische Höhenverstellung von Haupt- und Fußteil.
- Einfache Reinigung und Desinfektion durch geschlossene, glatte Flächen, abnehmbare Polster.
- Fahrbar mittels Lenkrollen – Zentralfeststellung.
- 24 Standardfarbtöne für eine attraktive Farbgestaltung.
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten, hohe Stabilität und viel Platz für unterschiedlichste geburts-erleichternde Positionen – auch unter Einbeziehung des Partners.
- Verstellfunktionen elektrisch über 2 Handbedienungen.
- Sanfter Anlauf der Bettbewegungen.
- Multifunktionale Rückenlehne, einsteckbar am Haupt- und Fußteil.
- Beinhalter mit Kugelgelenk für schnelle Verstellung aus der Park-in die Akutposition.
- Sicherheit bei kurzzeitigem Stromausfall durch integrierte Akkus.



Lackierung:  
1. Farbe signalgelb RAL 1003  
2. Farbe graualuminium RAL 9007



1 Beinhalter lassen sich einfach und schnell unter die Liegefläche schwenken und wieder in die Behandlungsposition bringen.

2 Rückenlehne auch am Fußteil einsteckbar.

3 Parkposition der Handgriffe an der Kopfseite des Hauptteiles bei Nichtgebrauch.

4 Hauptschalter, Potentialausgleich, Akkuzustandsanzeige, Kaltgeräte-Steckdose

5 Infusionsstange an der Kopfseite oder seitlich links und rechts einsteckbar.

6 Handgriffe zum leichten Manövrieren des Fußteils. Feststellhebel für Fußteilarretierung.

7 Zwei Handbedienungen mit Spiralkabel, links und rechts am Hauptteil.

#### Zubehör:

8 **Kissen 104.690**  
zur Rückenunterstützung

**Spannbezug 104.620**  
für zweiteiliges Polster, weiß,  
kochfest bis 95° C, ab 5 Stück  
ab 10 Stück

9 **Haltebügel 104.625**  
zur Stabilisierung des Schultergürtels, aus  
Stahlrohr pulverbeschichtet, neigbar und höhen-  
verstellbar, mit zwei drehbaren Spannkloben aus  
Chromnickelstahl, auf Seitenschiene montiert

10 **Seitenstützen (Paar) 104.635**  
abnehmbar, aus Stahlrohr pulverbeschichtet,  
Befestigung aus Chromnickelstahl, seitlich am  
Rückenteil montiert

11 **Spülbecken 104.681**  
aus Chromnickelstahl,  
355 x 325 x 100 mm (L x B x T)

12 **Fußstützen (Paar) 104.645**  
Befestigung aus Chromnickelstahl,  
Fußplatten Kunststoff, grau



# Partura® Entbindungsbett



## Serienmäßige Ausstattung

Partura Entbindungsbett Modell-Nr. 140.101 Hauptteil mit Sitz und Rückenteil und Fußteil, fahrbar mittels Lenkrollen, Zentralfeststellung.

Haupt- und Fußteil sind trennbar. Das Fußteil kann unter das Hauptteil geschoben werden, vier Rasterpositionen.

Sitzteil mit Ausschnitt, Radius 150 mm.

Zweiteiliges Polster für Haupt- und Fußteil, aus hochelastisch beschichtetem Schaumstoff, feuchtigkeitsundurchlässig, gegen Verrutschen gesichert.

1 Bezug zweiteilig, weiß, kochfest bis 95° C.

Verkleidungen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farben nach Farbkarte.

Rückenlehne an der Kopf- und Fußseite einsteckbar, mit Kunstlederbezug granitgrau 89.

Zwei Beinhalter nach Göpel, Chromnickelstahl 18/10, Integralschaumpolster silbergrau, höhenverstellbar. Zwei Drehgelenke zur Aufnahme der Beinhalter. Schnell verstellbar aus der Park- in die Akutposition.

Zwei Handgriffe, Chromnickelstahl 18/10, Integralschaum silbergrau, seitlich einsteckbar.

Infusionsstange mit 4 Haken, Chromnickelstahl 18/10, zur Befestigung an der Kopfseite und im Bereich der Handgriffe, höhenverstellbar.

Rückenstütze im Bereich des Sitzausschnittes, halbrund, Integralschaum silbergrau, für die Geburt in tiefer Hocke.

Zwei Handbedienungen mit Spiralkabel, links und rechts am Hauptteil, für die stufenlosen elektromotorischen Verstellungen:

- Höhenverstellung der Liegefläche des Hauptteils
- Rückenteilverstellung
- Sitzteilverstellung
- Neigung der Liegefläche (Schocklage)
- Höhenverstellung des Fußteiles (bei Verbindung mit Hauptteil)

Sicherheit bei kurzzeitigem Stromausfall durch integrierte Akkus.

## Technische Daten

Höhenverstellung des Hauptteils	von 645 - 925 mm
Höhenverstellung des Fußteils	von 460 - 925 mm
(nur bei Verbindung mit Hauptteil möglich)	
Außenmaße des Entbindungsbettes mit eingesteckter Rückenlehne	2330 x 1015 mm (L x B)
Liegefläche	1950 x 950 mm (L x B)
Länge Rückenlehnenmatratze	890 mm
Länge Sitzteilmatratze	350 mm
Länge Fußteilmatratze	695 mm
Matratzendicke	80 mm
Neigungswinkel Hauptteil (Schocklage)	0-12 Grad
Neigungswinkel Rückenteil	0-78 Grad
Neigungswinkel Sitzteil	0-27 Grad
Sichere Arbeitslast Hauptteil	220 kg
Sichere Arbeitslast Fußteil	135 kg
Gewicht Fußteil	110 kg
Gewicht Hauptteil	265 kg
Gesamtgewicht	375 kg
Netzspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 0,76 KW
Schutzklasse I/B	



## Farben

2-teiliges Polster für Haupt- und Fußteil granitgrau 89.  
Rückenlehne granitgrau 89.  
Beinhalterschalen, Handgriffe und Rückenstütze  
Integralschaum silbergrau.  
Stahlteile pulverbeschichtet nach Schmitz-Farbkarte.

## Lackierungen

	grauweiß RAL 9002
	reinweiß RAL 9010
	alabastergrau RAL 0007500*
	lichtgrau RAL 7035
	anthrazitgrau RAL 7016
	tiefschwarz RAL 9005
	weißaluminium RAL 9006
	graualuminium RAL 9007
	rapsgelb RAL 1009050*
	signalgelb RAL 1003
	gelborange RAL 0506060*
	hellelfenbein RAL 1015
	saharabeige RAL 0607030*
	kupferbraun RAL 8004
	altrosa RAL 3014
	zartflieder RAL 3108010*
	jadegrün RAL 1808010*
	tannengrün RAL 1703020*
	limonengrün RAL 1008060*
	laubgrün RAL 1206050*
	türkisblau RAL 5018
	weißblau RAL 2408015*
	hellblau RAL 2606030*
	saphirblau RAL 5003

\* RAL Zwischentöne





**Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG**  
58734 Wickede (Ruhr)  
Postfach 14 61  
58739 Wickede (Ruhr)  
Zum Ostfeld 29  
Telefon +49 (0)2377 84 0  
Telefax +49 (0)2377 84 162  
www.schmitz-soehne.com  
zentrale@schmitz-soehne.de

Export:  
Telefax +49 (0)2377 84 135  
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:  
Telefon +49 (0)2377 84 550  
Telefax +49 (0)2377 84 210  
service@schmitz-soehne.de

Alle mit dem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen des Medizinprodukte-Gesetzes (MPG) und der EG-Richtlinie 93/42/EWG. Medizinprodukte der Klasse I.



Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!

**Werksvertretungen:**

**Schleswig-Holstein  
Hamburg  
Mecklenburg-Vorpommern  
Niedersachsen**  
(PLZ-Gebiete 21/29/30/31/34/37/38)  
**Sachsen-Anhalt**  
(PLZ-Gebiete 29/38/39)

Kai Horstschäfer  
Heideweg 18  
33813 Oerlinghausen  
Telefon +49 (0)5202 735 57  
Telefax +49 (0)5202 735 55  
Mobil +49 (0)172 7362075  
horstschaefer@schmitz-soehne.de

**Nordrhein-Westfalen  
Berlin  
Bremen  
Brandenburg  
Niedersachsen**  
(PLZ-Gebiete 14/15/16/17/19)  
(PLZ-Gebiete 26/27/28/48/49)

Wolfgang Güld  
Meßbergstraße 26  
58739 Wickede (Ruhr)  
Telefon +49 (0)2377 84 13  
Telefax +49 (0)2377 84 162  
Mobil +49 (0)171 4114999  
guelde@schmitz-soehne.de

**Sachsen, Thüringen  
Sachsen-Anhalt  
Brandenburg**  
(PLZ-Gebiet 06)  
(PLZ-Gebiet 03)  
  
Dr. Reinhardt Raum  
Weststraße 4  
01445 Radebeul  
Telefon +49 (0)351 8386 400  
Telefax +49 (0)351 8386 641  
Mobil +49 (0)172 8984635  
raum@schmitz-soehne.de

**Hessen  
Rheinland-Pfalz  
Saarland  
Baden-Württemberg  
Luxemburg**

Franz Fischer GmbH  
Franz Fischer  
Pater-Delp-Straße 12  
63179 Obertshausen  
Telefon +49 (0)6104 74559  
Telefax +49 (0)6104 973032  
fischergmbh@schmitz-soehne.de

**Bayern, Österreich**

Thomas Prantner  
Bahnhofstraße 2d  
86871 Rammingen  
Telefon +49 (0)8245 904005  
Telefax +49 (0)8245 968568  
Mobil +49 (0)152 09077058  
prantner@schmitz-soehne.de

**Spanien**  
SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.  
Centro de Negocios Tartessos  
Edificio Artemisa  
C/ Pollensa, nº 2 - Oficina 3  
28290 Las Rozas (Madrid)  
Spanien  
Telefon +34 (0)91 6404514  
Telefax +34 (0)91 6366305  
schmitz@schmitz.es

**Schweiz**  
SCHMITZ AG  
Schloss-Strasse 67  
8207 Schaffhausen, Schweiz  
Telefon +41 (0)52 6432 505  
Telefax +41 (0)52 6432 691  
f.poncet@bluewin.ch

SCHMITZ AG  
François Poncet  
Chemin du Bois 32  
1020 Renens VD, Schweiz  
Telefon +41 (0)21 69174 66  
Telefax +41 (0)21 69174 62  
Mobil +41 (0)79 2128334  
f.poncet@bluewin.ch

**Russland und Osteuropa**  
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG  
Sergey Kosolapov  
Bornaische Str. 180  
04279 Leipzig, Deutschland  
Telefon +49 (0)341 33780 34  
Telefax +49 (0)341 33780 35  
Mobil +49 (0)152 09077058  
kosolapov@schmitz-soehne.de

**China**  
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG  
Guangzhou Representative Office  
World Trade Centre,  
North Tower 3105  
Huan Shi East Road 371-375  
Guangzhou 510095, P.R. China  
Telefon +86 (0)20 87613301  
Telefax +86 (0)20 87603923  
info@schmitz-soehne.cn

**Italien**  
SCHMITZ ITALIA S.r.l.  
Daniela Capeletti  
Piazza Garibaldi 20  
15076 Ovada (AL), Italien  
Telefon +39 0143 80350  
Telefax +39 0143 834253  
Mobil +39 349 6338723  
info@schmitz-italia.it  
www.schmitz-italia.it

**Frankreich**  
Sarl Schmitz France  
Za du Serroir n° 2  
54690 Lay Saint Christophe  
Frankreich  
Telefon +33 (0)383 229467  
Telefax +33 (0)383 228238  
info@schmitz-france.fr

**Latinamerika**  
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG  
Alfredo Gentile  
Av. Córdoba 1513 Piso 8, Oficina A  
Buenos Aires, Argentinien  
Telefon +54 (0)11 4811 4642  
Telefax +54 (0)11 4811 4642  
Mobil +54 (0)911 68872086  
gentile@schmitz-soehne.de

**Das komplette Schmitz-Programm**



Gynäkologie, Urologie, Proktologie  
Perfekt und sinnvoll eingerichtet



DIAMOND  
Operationstische der Extraklasse



OPX Operationstische für Ambulanz und OP  
Beispielhaft flexibel und zuverlässig



varimed®  
Ambulanz- und OP-Mobiliar



STL 285, STS 282, STX 280  
Spezialtische für Patiententransport, Notfall, Ambulanz, Intensivpflege und Röntgen



varimed®  
Funktionswagen – unsere Experten für den Klinikalltag



varimed®  
Allgemeines medizinisches Mobiliar für die Untersuchung und Behandlung