



SCHMITZ

A Sense of Confidence

varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar

Prospekt Nr. 80
Typen, Maße
Gültig ab Mai 2010




varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Modell-Nr.

Beschreibung


222.145



OP-Hocker

5-Fußkreuz aus Chromnickelstahl 18/10, mit elektrisch leitenden Kunststoffbodengleitern, rostfrei. Sitzronde aus Chromnickelstahl 18/10, Höhenverstellung über Gewindespindel, mit Arretierung gegen Herausdrehen, Sitzronde Ø 350 mm, Höhenverstellung 430 bis 600 mm.


222.146



OP-Hocker

Ausstattung wie 222.145, jedoch Sitzronde aufgepolstert, mit elektrisch leitendem Bezug. Höhenverstellung 485 bis 655 mm.


222.151



OP-Hocker

5-Fußkreuz aus Chromnickelstahl 18/10, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, rostfrei, Sitzronde aus Chromnickelstahl 18/10, Höhenverstellung über Gewindespindel, mit Arretierung gegen Herausdrehen, Sitzronde Ø 350 mm, Höhenverstellung 430 bis 600 mm.

222.153



OP-Hocker

Ausstattung wie 222.151, jedoch Sitzronde aufgepolstert, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Höhenverstellung 485 bis 655 mm.


Kunststoffrollen mit Achse und Befestigungsstift aus Chromnickelstahl



Modell-Nr.

Beschreibung


222.165



OP-Sitz

Spezialpolstersitz mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm, mit Fußringauslösung, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007 mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, umlaufender schwarzer Stoßschutz.


222.167



OP-Sitz

Spezialpolstersitz mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm, mit Fußringauslösung, Rückenlehne mit elektrisch leitendem Bezug, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007 mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, umlaufender schwarzer Stoßschutz.


222.166



OP-Sitz

Sattelpolster, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm, mit Fußringauslösung, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007 mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, umlaufender schwarzer Stoßschutz.

222.168



OP-Sitz

Sattelpolster, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm, mit Fußringauslösung, Rückenlehne mit elektrisch leitendem Bezug, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007 mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, umlaufender schwarzer Stoßschutz.


varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Modell-Nr.

Beschreibung

232.417




Instrumentenzureichungstisch C€ / 93 / 42 / EWG
mit Fußpumpe, Höhenverstellung durch Trittbügel von 950 bis 1350 mm, tiefgezogene Tischplatte aus Chromnickelstahl 18/10, 700 x 500 mm, abnehmbar, drehbar und in jeder Position fixierbar, Kanten und Ecken abgerundet, Standrohr und Tragrahmen aus Chromnickelstahl 18/10, Fußgestell mit Chromnickelstahl verkleidung, geschlossene Doppelrollen Ø 75 mm, aus Kunststoff, kugelgelagert, elektrisch leitend, rostfrei.
Sichere Arbeitslast: 50 kg

232.418

Instrumentenzureichungstisch C€ / 93 / 42 / EWG
wie 232.417, jedoch Platte 600 x 400 mm.

232.419




Instrumentenzureichungstisch C€ / 93 / 42 / EWG
wie 232.417, jedoch Höhenverstellung von 800 bis 1200 mm.

232.420

Instrumentenzureichungstisch C€ / 93 / 42 / EWG
wie 232.417, jedoch Platte 600 x 400 mm und Höhenverstellung von 800 bis 1200 mm.

232.426



Instrumentenzureichungstisch
Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Tischplatte 600 x 400 mm aus Chromnickelstahl 18/10, nicht drehbar, in der Höhe von 900 bis 1320 mm verstellbar, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei.
Sichere Arbeitslast: 12 kg



232.417




232.426



Modell-Nr.

Beschreibung

232.427




Instrumentenzureichungstisch

Manuell höhenverstellbar von 800 bis 1200 mm. Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus CrNiStahl 18/10. CrNiStahl-Tischplatte, Oberfläche reflexfrei und desinfektionsmittelfest. 4 Lenkrollen, abriebfest und nicht kontaktfärbend, elektrisch leitend, Ø 75 mm, Gleitlager. Sichere Arbeitslast: 30 kg



232.427

232.446



Hand- und Armlagerungstisch CE/93/42/EWG

Fahr- und feststellbare Ausführung aus CrNiStahl 18/10, Tischplatte röntgenstrahldurchlässig, über Kugelgelenk nach allen Seiten neigbar, fest fixierbar mittels Klemmhebel. Manuell höhenverstellbar von 650 bis 950 mm. 4 Lenkrollen, abriebfest, nicht kontaktfärbend, elektrisch leitend, Ø 75 mm, Gleitlager, vier Rollen feststellbar. Sichere Arbeitslast: 15 kg

200.411

**Zubehör:
Polsterauflage**

elektrisch leitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar. Maße: 450 x 450 x 30 mm



232.446
200.411


varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Modell-Nr.

Beschreibung

232.521




Instrumententisch

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 600 x 450 mm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

232.522
232.523

Instrumententisch, wie 232.521, jedoch 900 mm hoch.
Instrumententisch, wie 232.521, jedoch 1000 mm hoch.

232.531




Instrumententisch

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, obere Platte 650 x 500 mm, als Rahmenrandplatte aus Chromnickelstahl, unten eingelegte Tischplatte 600 x 450 mm, aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

232.532
232.533

Instrumententisch, wie 232.531, jedoch 900 mm hoch.
Instrumententisch, wie 232.531, jedoch 1000 mm hoch.

232.541




Instrumententisch

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 700 x 600 mm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

232.542
232.543

Instrumententisch, wie 232.541, jedoch 900 mm hoch.
Instrumententisch, wie 232.541, jedoch 1000 mm hoch.

232.551




Instrumententisch

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, obere Platte 750 x 650 mm, als Rahmenrandplatte aus Chromnickelstahl, unten eingelegte Tischplatte 700 x 600 mm, aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

232.552
232.553

Instrumententisch, wie 232.551, jedoch 900 mm hoch.
Instrumententisch, wie 232.551, jedoch 1000 mm hoch.

232.561




Instrumententisch

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 900 x 600 mm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

232.562
232.563

Instrumententisch, wie 232.561, jedoch 900 mm hoch.
Instrumententisch, wie 232.561, jedoch 1000 mm hoch.

232.571



Instrumententisch

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, obere Platte 950 x 650 mm, als Rahmenrandplatte aus Chromnickelstahl, unten eingelegte Tischplatte 900 x 600 mm, aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

232.572
232.573

Instrumententisch, wie 232.571, jedoch 900 mm hoch.
Instrumententisch, wie 232.571, jedoch 1000 mm hoch.

200.246

Zubehör für Instrumententische:

Schublade, komplett aus Chromnickelstahl 18/10, Nutzgröße (B x T x H) 435 x 375 x 90 mm nicht für 232.531 bis 232.533, 232.551 bis 232.553, 232.571 bis 232.573)

Schwenkschalen und Halter, 1 runde und 1 eckige Chromnickelstahlschale

Galerie* 3-seitig, aus Chromnickelstahl, für 232.521 bis 232.523

Galerie* 3-seitig, aus Chromnickelstahl, für 232.541 bis 232.543

Galerie* 3-seitig, aus Chromnickelstahl, für 232.561 bis 232.563


*nachrüstbar

Hinweis: Auf Wunsch alle Instrumententische zerlegt lieferbar.

Kunststoffrollen mit Achse und Befestigungsstift aus Chromnickelstahl



242.125



Schalenständer


Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, **zerlegt**, 1 Schale aus Chromnickelstahl 18/10, 6 l Inhalt, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Höhe 815 mm.

Zubehör:

Schale, einzeln, aus Chromnickelstahl 18/10.

200.307

242.135



Schalenständer


Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, **zerlegt**, 2 Schalen aus Chromnickelstahl 18/10, je 6 l Inhalt, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Höhe 815 mm.

Zubehör:

Schale, einzeln, aus Chromnickelstahl 18/10.

200.307

242.131



Schalenständer CE/93/42/EWG

mit Heizung zur Erwärmung von physiologischer Kochsalzlösung, Temperatur von 35° C bis max. 60° C durch Taste direkt einstellbar, ein gestellte Temperatur leicht ablesbar, Sicherheitsthermostat. Anzeige, wenn Temperatur unter oder über dem vorgewählten Wert liegt bzw. der gewünschten Temperatur entspricht. Heizplatte teflonbeschichtet für eine problemlose Reinigung. Gestell aus Chromnickelstahl, gasfederunterstützte Höhenverstellung, Kunststoffrollen Ø 75 mm, 2 davon feststellbar, 3 elektrisch leitend, rostfrei. 5 Liter Chromnickelstahl schale mit Liter-Skala. Potentialausgleich. Netzspannung 230 V, 50 Hz, 400 Watt, Anschlusskabel 5 m mit Netzstecker.

Zubehör:

5 Liter Schale, aus Chromnickelstahl 18/10 mit Liter-Skala, zusätzlich **Befestigungsring**, für sterile Abdeckung

200.560
200.561

Wichtig: Wegen der Sicherheitstechnik sind ausschließlich Schmitz-Schalen zu verwenden.


varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Modell-Nr.

Beschreibung


242.235



Infusionsständer C€ / 93 / 42 / EWG

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, zerlegt, 5-Fußkreuz, Oberteil mit 4 Haken, Tropfangglas, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Einhandhöhenverstellung von 1300 bis 2120 mm. Sichere Arbeitslast: pro Haken 2 kg

251.101



Auftritt

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Trittfläche geriffelt, aus Chromnickelstahl 18/10, Stopfen elektrisch leitend, Tritthöhe 240 mm.

251.103


Auftritt, wie 251.101, jedoch Tritthöhe 120 mm.

251.104

Auftritt, wie 251.101, jedoch Tritthöhe 300 mm.

Sichere Arbeitslast: 185 kg

251.102




Auftritt

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, zweistufig, Trittplatten geriffelt, aus Chromnickelstahl 18/10, Stopfen elektrisch leitend.

Sichere Arbeitslast: 185 kg

252.118



Abwurfgestell

herausnehmbarer 12-l-Eimer aus Chromnickelstahl 18/10, Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, mit umlaufendem Kunststoffprofil, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Gestellhöhe 230 mm.

252.119

Abwurfgestell

Ausführung wie 252.118, mit Schiebegriff aus Chromnickelstahl 18/10.

200.137


Zubehör:

Deckel für Eimer aus Chromnickelstahl 18/10.

200.135

12-l-Eimer aus Chromnickelstahl 18/10, einzeln.

252.130



Wäschesammler

1fach, Gestell Chromnickelstahl 18/10, 4 Lenkrollen Ø 75 mm, mit fest eingeschweißtem Halterahmen mit Gummihaftring.

200.231

Zubehör:

Deckel aus Kunststoff, mit Befestigung und Kunststoffgriff.


200.232

Deckel aus Kunststoff, ohne Befestigung, mit Kunststoffgriff.

200.176

Gewebesack selbstentleerend

252.135



Wäschesammler

2fach, Gestell Chromnickelstahl 18/10, 4 Lenkrollen Ø 75 mm, mit fest eingeschweißtem Halterahmen mit Gummihaftring.

200.231

Zubehör:

Deckel aus Kunststoff, mit Befestigung und Kunststoffgriff.

200.232

Deckel aus Kunststoff, ohne Befestigung, mit Kunststoffgriff.

200.176

Gewebesack selbstentleerend

varimed[®] Ambulanz- und OP-Mobiliar Zubehör Materialbeschreibung

| Modell-Nr. | Beschreibung | Modell-Nr. | Beschreibung | Modell-Nr. | Beschreibung |
|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 200.130 | Runde Chromnickelstahlschale mit Halter aus Chromnickelstahl für Instrumententische | 200.131 | Eckige Chromnickelstahlschale mit Halter aus Chromnickelstahl für Instrumententische | 200.132 | Schwenkschalen und Halter 1 runde und 1 eckige Chromnickelstahlschale für Instrumententische |
| 200.301 | Schalenhalter rund, aus Chromnickelstahl 18/10, für 200.303 | 200.302 | Schalenhalter eckig, aus Chromnickelstahl 18/10, für 200.304 | 200.303 | Chromnickelstahlschale rund |
| 200.304 | Chromnickelstahlschale eckig | 200.135 | Eimer aus Chromnickelstahl 18/10, 12 Liter, einzeln für 252.118 und 252.119 | 200.137 | Deckel für 12-l-Eimer, aus Chromnickelstahl 18/10 |
| 200.176 | Gewebesack für 252.130 und 252.135 | 200.231 | Deckel aus Kunststoff, mit Befestigung und Kunststoffgriff, für 252.130 und 252.135 | 200.232 | Deckel aus Kunststoff, ohne Befestigung, mit Kunststoffgriff, für 252.130 und 252.135 |
| 200.185 | Galerie aus Chromnickelstahl 18/10, für Instrumententische 232.521 bis 232.523 | 200.186 | Galerie aus Chromnickelstahl 18/10, für Instrumententische 232.541 bis 232.543 | 200.187 | Galerie aus Chromnickelstahl 18/10, für Instrumententische 232.561 bis 232.563 |
| 200.246 | Schublade Kplt. aus Chromnickelstahl 18/10, Innenmaße 435 x 375 x 90 mm (B x T x H) für Instrumententische | 200.307 | Waschschale für Waschschaalenständer 242.125 und 242.135, aus Chromnickelstahl 18/10, 320 mm Ø, 130 mm tief | 200.560 | Schale aus Chromnickelstahl 18/10 mit Liter-Skala für 242.131 |
| 200.561 | Befestigungsring für sterile Abdeckung für 242.131 | 200.411 | Polsterauflage elektrisch leitend, Strahlendurchlässig, für Hand- und Armlagerungstisch 232.446 | | |

Materialbeschreibung

Gestelle aus Chromnickelstahl-Rund- bzw. Vierkantrrohr, Werkstoff 4301, elektropoliert.

Chromnickelstahlplatten und -verkleidungen geschliffen, Korn 180 und gebürstet.

Alle Rollen sind kontaktverfärbungsfrei.

Sitzpolster mit Schaumstoff auf

Trägerplatte, mit elektrisch leitendem, schwarzen Bezug.



Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG

58734 Wickede (Ruhr)
Postfach 14 61
58739 Wickede (Ruhr)
Zum Ostfeld 29
Telefon +49 (0)2377 84 0
Telefax +49 (0)2377 84 162
www.schmitz-soehne.com
zentrale@schmitz-soehne.de

Export:
Telefax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:
Telefon +49 (0)2377 84 550
Telefax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Alle mit dem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen des Medizinprodukte-Gesetzes (MPG) und der EG-Richtlinie 93/42/EWG. Medizinprodukte der Klasse I.



Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!

Werksvertretungen:

**Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-
Vorpommern
Niedersachsen**
(PLZ-Gebiete 21/29/30/31/
34/37/38)
Sachsen-Anhalt
(PLZ-Gebiete 29/38/39)

Kai Horstschäfer
Heideweg 18
33813 Oerlinghausen
Telefon +49 (0)5202 735 57
Telefax +49 (0)5202 735 55
Mobil +49 (0)172 7362075
horstschaefer@schmitz-soehne.de

**Nordrhein-Westfalen
Berlin
Bremen
Brandenburg
Niedersachsen**
(PLZ-Gebiete 14/15/16/17/19)
(PLZ-Gebiete 26/27/28/48/49)

Wolfgang Güld
Meßbergstraße 26
58739 Wickede (Ruhr)
Telefon +49 (0)2377 84 13
Telefax +49 (0)2377 84 162
Mobil +49 (0)171 4114999
guelde@schmitz-soehne.de

**Sachsen, Thüringen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg**
(PLZ-Gebiet 06)
(PLZ-Gebiet 03)

Dr. Reinhardt Raum
Weststraße 4
01445 Radebeul
Telefon +49 (0)351 8386 400
Telefax +49 (0)351 8386 641
Mobil +49 (0)172 8984635
raum@schmitz-soehne.de

**Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden-Württemberg
Luxemburg**

Franz Fischer GmbH
Franz Fischer
Pater-Delp-Straße 12
63179 Obertshausen
Telefon +49 (0)6104 74559
Telefax +49 (0)6104 973032
fischergmbh@schmitz-soehne.de

Bayern, Österreich

Thomas Prantner
Bahnhofstraße 2d
86871 Rammingen
Telefon +49 (0)8245 904005
Telefax +49 (0)8245 968568
Mobil +49 (0)152 09077058
prantner@schmitz-soehne.de

Spanien
SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.
Centro de Negocios Tartessos
Edificio Artemisa
C/ Pollensa, nº 2 - Oficina 3
28290 Las Rozas (Madrid)
Spanien
Telefon +34 (0)91 6404514
Telefax +34 (0)91 6366305
schmitz@schmitz.es

Schweiz
SCHMITZ AG
Schloss-Strasse 67
8207 Schaffhausen, Schweiz
Telefon +41 (0)52 6432 505
Telefax +41 (0)52 6432 691
f.poncet@bluewin.ch

SCHMITZ AG
François Poncet
Chemin du Bois 32
1020 Renens VD, Schweiz
Telefon +41 (0)21 69174 66
Telefax +41 (0)21 69174 62
Mobil +41 (0)79 2128334
f.poncet@bluewin.ch

Russland und Osteuropa
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Sergey Kosolapov
Bornaische Str. 180
04279 Leipzig, Deutschland
Telefon +49 (0)341 33780 34
Telefax +49 (0)341 33780 35
Mobil +49 (0)152 09077058
kosolapov@schmitz-soehne.de

China
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Guangzhou Representative Office
World Trade Centre,
North Tower 3105
Huan Shi East Road 371-375
Guangzhou 510095, P.R. China
Telefon +86 (0)20 87613301
Telefax +86 (0)20 87603923
info@schmitz-soehne.cn

Italien
SCHMITZ ITALIA S.r.l.
Daniela Capeletti
Piazza Garibaldi 20
15076 Ovada (AL), Italien
Telefon +39 0143 80350
Telefax +39 0143 834253
Mobil +39 349 6338723
info@schmitz-italia.it
www.schmitz-italia.it

Frankreich
Sarl Schmitz France
Za du Serroir n° 2
54690 Lay Saint Christophe
Frankreich
Telefon +33 (0)383 229467
Telefax +33 (0)383 228238
info@schmitz-france.fr

Lateinamerika
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Alfredo Gentile
Av. Córdoba 1513 Piso 8, Oficina A
Buenos Aires, Argentinien
Telefon +54 (0)11 4811 4642
Telefax +54 (0)11 4811 4642
Mobil +54 (0)911 68872086
gentile@schmitz-soehne.de



Das komplette Schmitz-Programm



Gynäkologie, Urologie, Proktologie
Perfekt und sinnvoll eingerichtet



DIAMOND
Operationstische der Extraklasse



OPX Operationstische für Ambulanz und OP
Beispielhaft flexibel und zuverlässig



STL 285, STS 282, STX 280
Spezialtische für Patiententransport, Notfall, Ambulanz, Intensivpflege und Röntgen



varimed®
Funktionswagen – unsere Experten für den Klinikalltag



varimed®
Allgemeines medizinisches Mobiliar für die Untersuchung und Behandlung



Partura®
Das Schmitz-Entbindungsbett
Komfortabel und sicher – für eine präventive Geburtshilfe